

Assunto: RES: Orçamento Máscaras

De: "Mariana Wrasse | STOCK MED" <licitacoes2@stockmed.com.br>

Data: 23/06/2020 10:50

Para: 'Compras Licitações Polésine' <compras@saojoaodopolesine.rs.gov.br>

Em anexo, encaminho a ficha técnica, que contém foto do produto junto.
A que temos é com elástico.

Quanto ao prazo de entrega, é de 1 dia para dentro do nosso estado.

Fico a disposição.

Atenciosamente,



Mariana Wrasse dos Santos

Assistente de Licitações

✉ licitacoes2@stockmed.com.br


☎ 51 2109.7000 | 0800 722 5100

📍 Av. Paul Harris, 100

CEP: 96810-408

Santa Cruz do Sul - RS

🌐 stockmed.com.br



De: Compras Licitações Polésine [mailto:compras@saojoaodopolesine.rs.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2020 10:43

Para: Mariana Wrasse | STOCK MED

Assunto: Re: Orçamento Máscaras

Bom dia,

Tem como nós enviar uma foto das máscara, e o prazo de entrega como funciona?

Em 23/06/2020 10:40, Mariana Wrasse | STOCK MED escreveu:

Bom dia,

Segue o valor solicitado:

Máscara descartável com clipe nasal – R\$ 1,71 a unidade, marca Anadona.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,

Substitua o texto

empresa -> p/ email

2.000 unidades - adm. saúde
100 unidades - adm. saúde

CADASTRO ANVISA:

80175340004

CLASSIFICAÇÃO FISCAL:

6210.10.00


ORIGEM DO PRODUTO:

NACIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

COMPOSIÇÃO	➤ Camada externa - 100% Polipropileno - Spunbonded, atóxico e hipoalergênico - NÃO ESTÉRIL
	➤ Camada Intermediária elemento filtrante 100% Polipropileno - Meltblown, atóxico e hipoalergênico - NÃO ESTÉRIL
	➤ Camada interna - 100% Polipropileno - Spunbonded, atóxico e hipoalergênico - NÃO ESTÉRIL
	➤ Clipe nasal - Alumínio Revestido

Três camadas Separadas



LARGURA	180 mm - podendo ocorrer desvio padrão de 5mm +/-
----------------	---


COMPRIMENTO	95 mm - podendo ocorrer desvio padrão de 5mm +/-
--------------------	--

TAMANHO	ÚNICO.
----------------	--------

MODELOS	Com Elástico "Fib de Lycra Revestido" Com Tiras "Tecido não tecido 100% Polipropileno"
----------------	---

INDICADO PARA USO DE:	Profissionais da Saúde, Pacientes, Indústrias Alimentícias, Químicas, Farmacêuticas, e outros estabelecimentos que se exija o seu uso.
------------------------------	--

INSTRUÇÕES DE USO	<ol style="list-style-type: none"> 1- Retirar a máscara da embalagem original; 2- Colocar a máscara sobre o rosto; 3- Amarrar as tiras ou ajustar o elástico atrás das orelhas; 4- Ajustar do clipe da máscara ao nariz; 5- Após o uso, descartar em recipiente para materiais contaminados.
--------------------------	---



Máscara com Elástico Máscara com Tiras
 IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO:

PROPRIEDADES VISUAIS	O produto deve estar livre de qualquer material estranho, buraco, rasgo, mancha, umidade, gotas de polímero, etc.
-----------------------------	---

ODOR	O produto não deve ter nenhum odor diferente do odor característico do material.
-------------	--

EMBALAGEM	Embalados em embalagens plásticas de PEBD virgem "embalagem primária" e acondicionado em caixas de papelão "embalagem secundária".
------------------	--

IDENTIFICAÇÃO	A embalagem contém as seguintes informações:
	✓ Dados do Fornecedor;
	✓ Descrição do material;
	✓ Código do material;
	✓ Quantidade;
	✓ Número do lote de Fabricação;
✓ Mês de fabricação e validade	
✓ Cadastro ANVISA.	

VALIDADE	2 anos
-----------------	--------

ESTOCAGEM	O produto deve ser mantido na embalagem original até o momento da utilização, e estocado em depósito coberto, limpo e seco. O produto não deve ser estocado em contato direto com as paredes dos estoques. Este procedimento previne a contaminação da embalagem e do produto.
------------------	--

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO	Óxido de Etileno "ETO"
--------------------------------	------------------------

MÉTODO DE DESCARTE	Conforme protocolos estabelecidos do estabelecimento onde se fará a utilização.
---------------------------	---

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:	Produto de uso único, não deve ser reutilizado.
-----------------------------------	---

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:	Em caso de dúvida quanto à integridade da embalagem do produto (aberta ou rasgada) não utilizar.
-----------------------------------	--